




MANUALE

ARMADILLO GLASS^{PR}



ARMADILLO GLASS



Livith EN 166 3 S CE
fabbricante
numero della norma
campo di utilizzo
indice di robustezza
marcatore

Livith 1 S CE
fabbricante
classe ottica
campo di utilizzo
marcatore

CE

UNI EN 166:2004

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO N. CE AC20095

RILASCIATO DA CERTOTTICA S.C.R.L.

Z.I. VILLANOVA - 32013 - LONGARONE (BL) ITALY

NB 0530

INTRODUZIONE


Armadillo Glass è uno schermo facciale certificato UNI EN 166:2004 per la protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi costituito da un supporto girotesta in PLA+ autoregolante e due schermi protettivi, uno frontale e uno superiore, in policarbonato. Grazie alla fascia elastica posteriore e alla forma ergonomica del supporto girotesta è garantito l'adattamento ad ogni tipo di volto.

Il rivestimento interno in EPDM rende Armadillo Glass molto confortevole anche per lunghi utilizzi. La forma ed il design degli schermi protettivi in policarbonato garantiscono un ottimo campo visivo, una perfetta protezione di occhi e mucose e l'uso in contemporanea dei propri occhiali di ingrandimento o da vista, così come l'uso di mascherine.

Armadillo Glass è utilizzabile in tutte quelle situazioni, industriali e non, dove vi è la presenza di goccioline, schizzi e spruzzi di liquidi, ad esempio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ospedaliera o di laboratorio. Il dispositivo di protezione è classificato in base al Reg. EU 2016/425 allegato I come dispositivo di protezione di categoria II.




PREPARARE IL DISPOSITIVO



1) Prima di indossare lo schermo facciale incollare la fascia EPDM



LMitch
Safety for Life




LMitch
Safety for Life

2) Rimuovere la pellicola protettiva dal lato esterno degli schermi protettivi.


3) Se non presente, infilare la fascia elastica nelle apposite asole presenti alle estremità del supporto e tirare per regolare la forza dell'elastico.

ISTRUZIONI D'USO



- 1) Impugnare con una mano la parte distale in policarbonato trasparente e con l'altra la fascia elastica posteriore.
- 2) Portare la fascia elastica alla base della nuca senza forzarla, quindi portando lo schermo sopra la testa ma evitando il contatto per non sporcare lo schermo sul lato interno.
- 3) Tenere in posizione la fascia elastica e collocare il supporto girotesta a contatto con la fronte nella posizione che garantisce il miglior confort.

Indossato correttamente **ARMADILLO GLASS** offre una protezione di 180° di fronte e 180° dall'alto (a 45°) contro goccioline e spruzzi di liquidi.




PULIZIA E MANUTENZIONE

Gli schermi protettivi devono essere puliti regolarmente dopo ogni uso utilizzando acqua tiepida e sapone neutro, oppure qualsiasi detergente convenzionale per impiego ottico, e panni assorbenti o tessuti soffici antigraffio per asciugare lo schermo.

Gli schermi in policarbonato sono caratterizzati da elevate prestazioni ottiche, pertanto prestare particolare attenzione durante lo strofinamento: la presenza di polveri potrebbe provocare graffiature sulla superficie.

Per la disinfezione di schermi e montatura eseguire necessariamente un'applicazione superficiale rapida come mostrato in Figura 2 e non per immersione. Utilizzare prodotti alcolici esclusivamente per la disinfezione degli schermi trasparenti in policarbonato.

Non utilizzare mai detersivi abrasivi. Non introdurre in autoclave. Armadillo Glass non ha accessori né ricambi.



MATERIALI

PARTE	PESO (Kg)	MATERIALE Armadillo glass PR	FINITURA
Telaio	0.03	PLA+	-
Rivetto (2pz)	0.01	Poliammide / Poliossimetilene	-
Schermo facciale	0.03	Polycarbonato 0,75mm	Trasparente
Schermo superiore	0.01	Polycarbonato 0,75mm	Trasparente
Protezione contatto pelle	0.01	EPDM anallergico	-
Fascia elastica	0.01	Tessuto	-

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione di conformità può essere scaricata dall'indirizzo:

<https://www.livith.it/armadilloglass>

AVVERTENZE GENERALI

- Armadillo Glass non previene la contrazione di malattie o infezioni ma riduce puramente il rischio di goccioline o spruzzi di liquidi negli occhi, nel naso e nella bocca dell'utilizzatore.
- Armadillo Glass non è un dispositivo di protezione delle vie aeree.
- Se i simboli F,B e A non sono comuni sia all'oculare sia alla montatura, al protettore dell'occhio completo si deve assegnare il livello minore.
- Affinchè uno schermo facciale sia conforme al simbolo 8 di campo di utilizzo, esso deve essere dotato di un filtro con numero di scala 2-1,2 o 3-1,2 e avere uno spessore minimo di 1,4mm.
- Affinchè un protettore dell'occhio sia conforme al simbolo 9 di campo di utilizzo, sia la montatura sia l'oculare devono essere marcati con questo simbolo unitamente a uno dei simboli F, B o A.
- I materiali che possono venire a contatto con la pelle del portatore potrebbero causare reazioni allergiche agli individui sensibili.
- Uno schermo che presenta danneggiamenti o graffi diminuisce la qualità della visione e riduce seriamente la protezione del volto, pertanto dovrebbe essere sostituito.
- Se si indossa lo schermo protettivo sopra occhiali oftalmici prestare particolare attenzione perché l'impatto con lo schermo potrebbe essere trasmesso agli occhiali generando un pericolo per il portatore.
- Gli schermi per protezione da particelle ad alta velocità a temperature estreme è marcato con la lettera T immediatamente dopo la lettera di impatto; ove non è presente questa lettera il dispositivo può essere utilizzato solo come protezione da particelle ad alta velocità a temperatura ambiente.
- Non esporre per periodo prolungato alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Livith
Safety for Life

Livith S.p.A. sede legale
Via G. Berchet n. 11
Padova

armadillomask@livith.it
www.livith.it

Livith S.p.A. unità operativa
Via Adige n. 2
Montespertoli - FI
+39 0571 606160